



IVD  In Vitro Diagnostic Devices



# BioTransport

[www.dipromed.eu](http://www.dipromed.eu)


# IVD In Vitro Diagnostic Devices

Il CONTENITORE MONOUSO PER IL TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI BIOTRANSPORT è un dispositivo medico IVD accessorio fabbricato da DIPRO MEDICAL DEVICES s.r.l. avente come destinazione d'uso il trasporto locale con mezzi propri di campioni diagnostici, sostanze infettive o potenzialmente tali e di materiali biologici solo di categoria B codice UN 3373, da un reparto ospedaliero o da una struttura periferica ad un laboratorio, da un laboratorio ad un altro, da una struttura ospedaliera ad un centro diagnostico esterno.

Il dispositivo contiene: 1) Alveolo porta provette/contenitori; 2) N.2 sacchetti; 3) Laccio in plastica autobloccante per la chiusura definitiva di sicurezza; 4) Astuccio.

The DISPOSABLE CONTAINER FOR THE TRANSPORT OF BIOLOGICAL SAMPLES, BIOTRANSPORT, is an IVD accessory medical device manufactured by DIPRO MEDICAL DEVICES s.r.l. having as its intended use the local transport with own means of diagnostic samples, infectious or potentially infectious substances and biological materials of category B code UN 3373 only, from a hospital ward or from a peripheral structure to a laboratory, from a laboratory to another, from a hospital to an external diagnostic center.

The device contains: 1) Test tubes / containers compartment; 2) N. 2 bags; 3) Self-locking plastic tie for definitive safety closure; 4) Box.



Codice Code	Misura Size	Capacità Capacity	Confezione Packaging
BIO15F	18,5 X 9,5 X 13 cm	Max 15 provette ø 12÷15 mm o max 2 contenitori da 60÷150 ml./ Maximum 15 test tube ø 12 ÷15 mm or maximum 2 containers of 60÷150 ml.	Scatola da 100 pezzi Box of 100 pieces
BIO15FAA	18,5 X 9,5 X 13 cm	Max 15 provette ø 12÷15 mm o max 2 contenitori da 60÷150 ml. Con basetta ad alta assorbenza 15x7,5 cm./Maximum 15 test tube ø 12÷15 mm or maximum 2 containers of 60÷150 ml. With high absorbency base 15x7.5 cm.	Scatola da 100 pezzi Box of 100 pieces
BIO48F	30 X 20 X 12 cm	Max 48 provette ø 12÷15 mm o max 12 contenitori da 60÷150 ml./ Maximum 48 test tube ø 12÷15 mm or maximum 12 containers of 60÷150 ml.	Scatola da 50 pezzi Box of 50 pieces
BIO48FAA	30 X 20 X 12 cm	Max 48 provette ø 12÷15 mm o max 12 contenitori da 60÷150 ml. Con basetta ad alta assorbenza 27x17,5 cm./ Maximum 48 test tube ø 12÷15 mm or maximum 12 containers of 60÷150 ml. With high absorbency base 27x17.5 cm.	Scatola da 50 pezzi Box of 50 pieces

Seguire istruzioni ed avvertenze come riportato sulla parte esterna dell' astuccio BIOTRANSPORT.  
Follow the instructions and warnings as reported on the outside part of the BIOTRANSPORT box.

Il sistema qualità è conforme alla norma UNI CEI EN ISO 13485:2016. I dispositivi recano marcatura CE rilasciata ai sensi dell'Allegato III della Direttiva Europea 98/79/CEE.  
The quality system complies with UNI CEI EN ISO 13485:2016. The devices bear the CE marking issued pursuant to Annex III of the European Directive 98/79/EEC.



Fabbricante: Manufacturer:

DIPRO MEDICAL DEVICES s.r.l.  
www.dipromed.eu  
e-mail: info@dipromed.eu

Via Ciriè 22/a – 10099  
San Mauro Torinese  
(TO) – Italy

tel. +39 011 822 0298  
+39 011 669 3010  
fax. +39 011 822 3557

## BioTransport